



Инструкция по работе с комплексом «Профмедтест»

1. Пройдите по ссылке, которая будет направлена Вам на электронную почту в день прохождения комплекса «Профмедтест»
2. Заполните анкету и нажмите  для перехода к тестированию (в поле «Планируемая специальность» запишите специальность, записанную в приоритете под первым номером).



ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Название теста
Профмедтест_СПО 2.4

Анкета респондента

* Полное имя

* Дата рождения

* Пол

* Планируемая специальность




 

Рис. 1

Анкета респондента

3. Внимательно читайте инструкцию перед каждым блоком.
4. Для перехода к вопросу нажмите .